



Steam Inhaler Inhalador de Vapor Inhalateur Vapeur

**USE AND CARE MANUAL
MANUAL DE USO Y CUIDADO
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**



This steam inhaler enables the user to breathe in warm water vapor for better breathing and a more comfortable sleep. If you have any questions about the operation of your Vicks Steam Inhaler, call our toll-free Consumer Relations line at 1-800-VAPOR-1-2 or e-mail us at Consumerrelations@kaz.com.

Este inhalador de vapor le permite al usuario respirar vapor de agua tibia para respirar mejor y dormir más cómodo. Para cualquier información sobre el funcionamiento del inhalador de vapor, llame gratis al servicio de atención al cliente al 1-800-VAPOR-1-2 o envíe un correo electrónico a Consumerrelations@kaz.com.

Avec cet inhalateur, l'utilisateur hume de la vapeur d'eau chaude qui facilite sa respiration – il profite ainsi d'un sommeil plus confortable. Pour toutes questions en ce qui concerne l'emploi de l'inhalateur Vicks, appelez sans frais notre Service à la clientèle au 1-800-VAPOR-1-2 ou envoyez un courriel à Consumerrelations@kaz.com

IMPORTANT! READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

¡IMPORTANTE! LEER ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS

IMPORTANT ! LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Model V1300N

Modelo V1300N

Modèle V1300-CAN

Congratulations on your purchase of the **Vicks Steam Inhaler**. Your new Inhaler provides all the benefits of vapor therapy at home, at the office or when traveling.

Felicitaciones por la compra del **Inhalador de Vapor Vicks**. Su nuevo Inhalador le proporciona todos los beneficios de la terapia en el hogar, en la oficina o de viaje.

Nous vous félicitons d'avoir sélectionné l'**inhalateur Vicks**, un appareil qui présente tous les avantages de l'aromathérapie à la maison, au bureau ou en déplacement.

Directions for Use

Rinse unit out thoroughly before first use.

1. Remove top of unit from base by twisting in opposite directions and lifting off top.
2. Fill base to water line with hot (not boiling) tap water. NOTE: If you overfill, the unit will leak.
3. Open Vicks VapoPad[®] packet and add to the water. As an alternative, one teaspoonful of Vicks VapoSteam[®] or Kaz Inhalant can also be used. Replace the top.
4. Breathe in the soothing Vicks vapors.

CAUTION: Product contains hot water. To avoid hot water spilling after filling, be sure to properly secure top housing by twisting completely so it snaps back into place.



Indicaciones de uso

Enjuague minuciosamente la unidad antes de usarla por primera vez.

1. Quite la parte superior de la unidad haciéndola girar en dirección opuesta a la base y levantándola.
 2. Llene la base con agua caliente (no hirviendo) de la llave hasta la línea marcada. NOTA: Si se satura, el agua se saldrá.
 3. Abra el paquete de VapoPad[®] Vicks y colóquela en el agua. También puede usar una cucharadita de Vicks VapoSteam[®] o el Inhalante Kaz. Coloque la tapa superior de la unidad.
- PRECAUCIÓN:** El producto contiene agua caliente. Para evitar que se derrame el agua caliente después de llenar, asegúrese de colocar correctamente la cubierta superior girando completamente para que vuelva a encajar en su lugar.
4. Respire los vapores calmantes de Vicks.

Mode d'emploi

Rincez l'appareil à fond avant l'emploi.

1. Séparez le masque facial de la base : tournez-les en sens opposé puis levez le masque.
 2. Remplissez la base d'eau chaude (non bouillante) jusqu'à la ligne-repère. REMARQUE : L'appareil fuira si vous remplissez la base à l'excès.
 3. Ouvrez le sachet du VapoPads^{MD} Vicks et ajoutez-le à l'eau. Comme une alternative, vous pouvez ajouter une cuillerée à thé (5 mL) d'antitussif VapoSteam^{MD} Vicks ou d'inhalant Kaz conviendrait aussi. Remplacez le masque.
- ATTENTION :** L'appareil contient de l'eau chaude. Pour éviter les éclaboussures après le remplissage, adaptez le masque en le tournant à fond pour qu'il s'assujettisse.
4. Inhalez les vapeurs calmantes Vicks.



Care and Cleaning

After each use, thoroughly wash and dry your inhaler. The unit is top shelf dishwasher safe.

Cuidado y limpieza

Después de cada uso, lave y seque bien su Inhalador. La unidad puede lavarse en la bandeja superior del lavavajillas.

Soins et nettoyage

Lavez l'inhalateur Vicks à fond puis asséchez-le après chaque utilisation. Vous pouvez aussi le laver dans le panier supérieur du lave-vaisselle.



Use with Vicks VapoPads® or Vicks VapoSteam®

Your inhaler was designed to work with Vicks VapoPads®, Vicks VapoSteam® or Kaz Inhalant. The menthol and eucalyptus vapors from these provide soothing comfort.

Use con VapoPads® Vicks o con Vicks VapoSteam®

El Inhalador fue diseñado para funcionar con las almohadillas aromáticas Vicks, Vicks VapoSteam® o el Inhalante Kaz. Los vapores de mentol y eucalipto de éstos, proveen alivio calmante.

Utilisez-le avec VapoPads^{MD} Vicks ou du VapoSteam^{MD} Vicks

Cet inhalateur a été conçu pour utiliser les tampons aromatiques VapoPads^{MD} Vicks, l'antitussif VapoSteam^{MD} Vicks ou l'inhalant Kaz. Leurs émanations de menthol et d'eucalyptus procurent un confort apaisant.

Recommended Usage for the Vicks Menthol VapoPads (VSP-19/VSP-19-CAN):

- Not recommended for infants under 10 lbs (4.5 kgs).
 - For children between 10 – 22 lbs (4.5-10 kgs) do not use more than 2 pads in a 24 hour period.
- VapoPad Ingredients: Eucalyptus Oil, Menthol, Glycol, Cedar Leaf Oil & Others.

⚠ WARNING: Do not rub face or eyes after touching the VapoPad. Oils in the pad could act as an irritant to eyes.

Uso Recomendado para la Almohadilla de Aroma Mentol de Vicks (VSP-19 / VSP-19-CAN):

- No recomendable para bebés de menos de 4.5 kilos.
 - Para niños de 4.5 a 10 kilos no use más de 2 almohadillas en un período de 24 horas.
- Ingredientes: Aceite de Eucalipto, Mentol, Glicol, Aceite de Hoja de Cedro y Otros.

⚠ ADVERTENCIA: Después de tocar la almohadilla aromática no frote los ojos ni la cara. Los aceites en la almohadilla pueden actuar como irritante para los ojos.

Emploi des tampons aromatiques mentholés Vicks (VSP-19/VSP-19-CAN):

- Déconseillé pour les bébés de moins de 4,5 kg / 10 lb.
 - Pour les enfants de 4,5 à 10 kg / 10 à 22 lb, ne pas dépasser 2 tampons toutes les 24 heures.
- Composants: Huile essentielle d'eucalyptus, menthol, glycol, huile essentielle de cèdre, et autres.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne pas se frotter le visage ou les yeux et ne pas se mettre les doigts dans la bouche après avoir touché un tampon aromatique, ses huiles peuvent irriter les yeux.

One Year Limited Warranty

Your Vicks Steam Inhaler is warranted against defective materials or workmanship for one year from date of purchase. Any defective part will be replaced at no charge if it has not been tampered with and the appliance has been used according to our printed directions. This warranty gives you specific legal rights, as well as other rights which may vary from state to state and from province to province.

For questions or comments

Call us toll-free at: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

E-mail: consumerrelations@kaz.com

Or visit our website at: www.vickshumidifiers.com

Please be sure to specify the model number V1300

NOTE: IF YOU EXPERIENCE A PROBLEM, PLEASE CONTACT CONSUMER RELATIONS FIRST OR SEE YOUR WARRANTY. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE ORIGINAL PLACE OF PURCHASE.

Garantía limitada por un año

El Inhalador Vicks Steam se garantiza contra defectos de materiales o mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra. Las partes defectuosas se cambiarán sin cargo siempre y cuando no se hayan alterado indebidamente y el artefacto se haya usado de acuerdo con nuestras instrucciones impresas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que podrán variar según el estado de residencia.

Para preguntas o comentarios

Llámenos lada gratuita al: 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

Correo Electrónico: consumerrelations@kaz.com

O visite nuestro sitio web: www.vickshumidifiers.com

Por favor asegúrese de especificar el número de Modelo V1300

NOTA: SI TIENE PROBLEMAS, POR FAVOR LLAME PRIMERO A SERVICIO AL CLIENTE O CONSULTE SU GARANTÍA. NO DEVUELVA AL LUGAR ORIGINAL DE COMPRA.

Garantie limitée d'un an

L'inhalateur Vapeur de Vicks est garanti contre les vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an courant à compter de la date de l'achat. Toute pièce défectueuse sera remplacée sans frais, à condition qu'elle n'ait pas été altérée et que l'appareil ait été employé conformément à nos instructions écrites. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un État ou d'une province à l'autre.

Pour questions ou commentaires

Téléphonez-nous sans frais au : 1 800 VAPOR-1-2 (1 800 827-6712)

Courriel : consumerrelations@kaz.com

Ou visitez notre site Web au : www.vickshumidifiers.com

N'oubliez pas d'indiquer le numéro de modèle V1300

REMARQUE : SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU RELIRE LA GARANTIE. NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ INITIALEMENT.

© 2017 All rights reserved • Todos los Derechos Reservados • Tous droits réservés.

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company • una empresa de Helen of Troy • une société de Helen of Troy
400 Donald Lynch Blvd., Suite 300, Marlborough, MA 01752

Made and printed in China / Fabricado e impresso en China / Fabriqué et imprimé en Chine

This product is manufactured under license from The Procter & Gamble Company • Este producto es fabricado bajo licencia de The Procter & Gamble Company • Ce produit est fabriqué sous licence de la société Procter & Gamble.

VICKS and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company • VICKS y otras marcas registradas asociadas son propiedad de The Procter & Gamble Company • VICKS et les marques de commerce connexes appartiennent à la société Procter & Gamble.

In Canada: Distributed by Kaz Canada Inc., a Helen of Troy Company • En Canada: Distribuido por Kaz Canada, Inc., una empresa de Helen of Troy • Distribué par : Kaz Canada, Inc., une société de Helen of Troy
6700 Century Avenue, Suite 210, Mississauga, Ontario L5N 6A4

To contact us call • contáctenos al teléfono • Pour nous joindre : 1-800-VAPOR-1-2 (1-800-827-6712)

Or visit our website at • o al sitio web • ou visitez notre site : Web à www.vickshumidifiers.com

Helen of Troy

CREATIVE DEPARTMENT ARTWORK SPECIFICATIONS

Brand: Vicks
Category: Inhaler
Model: **V1300 series**
Artwork Part #: A001339R1
Die Line Part #: N/A
Description: OWNER'S MANUAL, KAZ Artwork,
V1300 Series
Subject: OM
Region: US
Size: MM: W50 x H25

Scale: 1/1
Material: 70g wood

Page count: 4
Revision: 2

Date: **17MAR17**

Release Date: 17MAR17

Rerelease Date:

Colors:



**Quality Requirement of Artwork and Quality
Clarification Process of Artwork Printing:
Meet Eng-QS-06&02**

Kaz USA, Inc., a Helen of Troy Company
Creative Services
Marlborough, MA, USA 01752
+1 508 490 7000